




药品强光稳定性试验箱 TPS系列（规格型号）



◆ 150L



◆ 500L



◆ 1000L

型号	温度范围 (℃)	容积 (L)	内胆尺寸 (mm) W×D×H	外形尺寸 (mm) W×D×H	功率 (KW)	备注
Labonice-150TPS-1	15 ~ 50	150	650×490×500	830×790×1250	1.5	1 层光照, 可见光 + 近紫外
Labonice-500TPS-2	15 ~ 50	500	680×680×1080	860×1050×1850	2.0	2 层光照, 可见光 + 近紫外
Labonice-500TPS-3	15 ~ 50	500	680×680×1080	860×1050×1850	2.1	3 层光照, 可见光 + 近紫外
Labonice-1000TPS-3	15 ~ 50	1000	1360×490×1360	1620×910×1990	2.5	3 层光照, 可见光 + 近紫外
Labonice-150LTPS-1	2 ~ 30	150	650×490×500	830×790×1250	1.5	1 层光照, 可见光 + 近紫外
Labonice-500LTPS-2	2 ~ 30	500	680×680×1080	860×1050×1850	2.0	2 层光照, 可见光 + 近紫外
备注	TPS: 可见光范围: 100 ~ 8000Lux, 直接设定, 照度偏差 4500±500Lux; 近紫外范围: 0.84 ~ 5w/ m²; LTPS: 可见光范围: 100 ~ 6000Lux, 直接设定, 照度偏差 4500±500Lux; 近紫外范围: 0.84 ~ 1w/ m²; 照度要求: 总照度不低于 1.2×10⁶Lux · hr; 近紫外能量不低于 200w · hr/ m²。					

本彩页上的所有指标是在环境温度 20~25℃下测得。