

药品稳定性试验箱	中文名
Stability Chamber	英文名
250FS 720FS	规格
ZL 202022621384.2	专利

基本信息

0 ~ 70°C	温度范围
±0.2°C	温度波动度
±0.5°C	温度均匀度
10 ~ 80%RH	湿度范围
±1.5%RH	湿度波动度
±2.5%RH	湿度均匀度

技术规格

220V 50Hz/60Hz	电源
纯化水 电阻率≥0.5 MΩ.cm	水源
5~35°C	环境
符合ICHQ1和CP2025 以及国家标准	标准
通过网口连接	网络

公共要求

CCA DQ	3Q 验证	技术服务
IQ/OQ		
PQ		

药品稳定性试验箱
Stability Chamber

硬件配置

压缩机	进口变频压缩机	节能 > 50%
蒸发器	镀膜工艺	防腐能力倍增
加湿器	PTC加热体	自动防护功能
控制器	程序触摸屏	7寸彩色
	三级权限	可分配更多级
	审计追踪	存储操作记录
	变频特性	显示变频输出量
	提示功能	定期维护提示
	湿度传感器	高精度电容式
水路系统	高精度电容式	原装进口耐高温型
报警系统	自动水循环	带水位刻度
结构材质	现场声光报警	远程信息报警
双层门	内外均为不锈钢304	聚氨酯发泡保温
安全防护	内门为钢化玻璃	带门加热, 防冷凝水
	五重防护	含独立超温保护


软件配置

数据存储	自带存储硬盘, USB导出	5年以上
数据软件	多台设备局域连接	软著登字第12559111号
数据网络版	服务器版本功能	符合FDA 21CFR Part 11

技术优势

性能	优异的均匀性, 使得该系列设备在出口及国产替代中有较强的竞争力
安全	五重防护, 包含关键性的漏电保护
可靠	除了有更好波动度和均匀度, 超17年的实际应用考验
智能	除了更稳定的控制, 还增加了更多的维护保养提醒
防腐	内外全不锈钢304设计, 具备更强的抗腐蚀能力和更好的环境适应
灵活	除了恒温恒湿试验, 多温区设计方案, 还能长期进行2~8°C的冷藏试验
效益	应用先进的变频制冷技术, 能耗比上一代降低 > 50%

药品稳定性试验箱 FS系列（规格型号）



◆ 温湿度控制范围图



◆ 内胆



◆ 700L

名称	型号	控温范围 (℃)	控湿范围 (RH)	容积 (L)	内胆尺寸 (mm) W×D×H	外形尺寸 (mm) W×D×H	功率 (KW)	搁板 (标配)
药品稳定性试验箱	Labonice-250FS	0 ~ 70	10 ~ 80%	250	600×500×830	780×880×1650	1.8	3/7
	Labonice-720FS	0 ~ 70	10 ~ 80%	700	975×575×1250	1280×880×1940	2.5	4/8
高精度恒温试验箱	Labonice-250FT	0 ~ 70	N/A	250	600×500×830	780×880×1650	1.3	3/7
	Labonice-720FT	0 ~ 70	N/A	700	975×575×1250	1280×880×1940	2.0	4/8

本彩页上的所有指标是在环境温度 20~25℃下测得。