

药品低温试验箱（BC/RC/FC系列）



Labonco-BC/RC/FC 系列药品低温试验箱，采用全新的风道结构设计，选用进口优质部件及制造工艺，保证设备长期连续运行，性能稳定可靠，适用于对温度敏感性药物的稳定性试验和保存。

- ◆ 参照标准：YY/T 0086-2020 医用冷藏箱行业标准；
- ◆ 风道系统：采用全新的风道系统设计，箱体内不同位置的温度均匀性好；
- ◆ 保温材料：整体高密度聚氨酯发泡技术，保温保湿性能好；
- ◆ 箱体材质：外部采用优质钢板喷塑，内胆采用全镜面不锈钢 304 材质，无污染源，易清洁；
- ◆ 制冷系统：进口全封闭式工业压缩机，高效能，低噪音，长寿命；
- ◆ 控制系统：程式彩色触摸屏控制器，带三级权限、电子数据存储功能；
- ◆ 安全装置：压缩机过热和超压过载保护；
- ◆ 报警系统：现场蜂鸣报警，远程温度偏差及断电手机短信报警；
- ◆ 其它配置：测试孔、橡胶塞、移动脚轮、门锁；
- ◆ 控温精度：BC：温度波动度 $< \pm 1.0^{\circ}\text{C}$ ；温度偏差 $< \pm 2.0^{\circ}\text{C}$ ；温度均匀度 $\leq 2.0^{\circ}\text{C}$ ；
RC：温度波动度 $< \pm 0.5^{\circ}\text{C}$ ；温度偏差 $< \pm 1.0^{\circ}\text{C}$ ；温度均匀度 $\leq 1.0^{\circ}\text{C}$ ；
FC：温度波动度 $< \pm 0.5^{\circ}\text{C}$ ；温度偏差 $< \pm 2.0^{\circ}\text{C}$ ；温度均匀度 $\leq 2.0^{\circ}\text{C}$ ；
- ◆ 环境温度： $+5 \sim 30^{\circ}\text{C}$ ；电源：AC220V $\pm 10\%$ 50Hz；
- ◆ 选配：针式微型打印机。



◆ 250BC~500BC



◆ 800BC



◆ 250FC~400FC

名称	型号	控温范围 ($^{\circ}\text{C}$)	容积 (L)	内胆尺寸 (mm) W×D×H	外形尺寸 (mm) W×D×H	功率 (KW)	搁板 (标配)	备注
药品保存箱 ($5 \pm 2^{\circ}\text{C}$)	Labonco-250BC	2~14	250	600×500×830	780×880×1650	0.6	3/7	带观察窗
	Labonco-400BC	2~14	400	600×700×950	780×1060×1750	1.0	3/10	
	Labonco-500BC	2~14	500	680×680×1080	860×1050×1850	1.0	4/11	
	Labonco-800BC	2~14	800	1200×490×1360	1390×900×1970	1.2	4/8	
	Labonco-1000BC	2~14	1000	1400×510×1400	1620×930×1980	1.5	4/8	
药品低温试验箱 ($5 \pm 1^{\circ}\text{C}$)	Labonco-250RC	5	250	600×500×830	780×880×1650	0.6	3/7	带观察窗 配双压缩机 一运行一保护
	Labonco-720RC	5	750	1200×490×1360	1390×900×1970	1.5	4/8	
药品低温试验箱 ($-23 \pm 2^{\circ}\text{C}$)	Labonco-150FC	-25	150	600×405×620	850×890×1520	1.2	3/6	实心门 自动化霜
	Labonco-250FC	-25	250	600×500×830	850×990×1690	1.4	3/7	
	Labonco-400FC	-25	400	600×700×950	850×1140×1780	1.6	3/10	

本彩页上的所有指标是在环境温度 20~25 $^{\circ}\text{C}$ 下测得。